




# Laserowy Skaner Terapeutyczny

## CTL 1106TS - Odys Trio Phy

635nm - 150mW + 780nm - 1W + 810nm - 3W



ISO 9001, ISO 13485, CE0197

Cena: 6400,-€

### Podstawowe zalety użytkowe

- Terapia trzyfalowa lub dwufalowa
- Szybkie efekty leczenia
- Maksymalny komfort dla pacjenta i lekarza
- Kolorowy wyświetlacz dotykowy
- Załączanie lasera kartą zbliżeniową z kodem PIN
- Łatwy w stosowaniu, intuicyjny interfejs
- Unikalna konstrukcja, dwa uchwyty do przemieszczania urządzenia
- Automatyczne, równomierne naświetlanie
- Sterowanie wewnętrznym mikrokomputerem
- Wygodny montaż i przemieszczanie
- Czytelny odczyt parametrów zabiegu

CTL - Innowacyjne Technologie Laserowe dla: medycyny, przemysłu i nauki od 1991 roku !

# CTL 1106TS - Odys Trio Laser

## Przykłady zastosowań w fizjoterapii i rehabilitacji

### Schorzenia stawów i kości

- Zespół Osgood-Schlattera
- Skręcenie stawu skokowo-goleniowego
- Proste skręcenie więzadeł pobocznych stawu kolanowego
- Choroba zwyrodnienia stawów kolanowych
- Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych
- Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)

### Zapalenie ścięgna

- Piszczelowego przedniego
- Zapalenie ścięgna mięśniowego piszczelowego tylnego
- Pochewki ścięgna Achillesa
- Zapalenie ścięgna i pochewki głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
- Zapalenie ścięgna mięśniowego piszczelowego przedniego
- Zapalenie ścięgna mięśniowego piszczelowego tylnego
- Zapalenie ścięgna i pochewki głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

### Schorzenia mięśni i neuralgie

- Zespół mięśnia nadgrzebieniowego
- Zespół bolesnego barku,
- Neuralgia międzyżebrowa

### Zwyrodnienia stawów

- Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego
- Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
- Choroba zwyrodnieniowa stawu ramieniowego
- Choroba zwyrodnieniowa stawów rąk
- Choroba zwyrodnieniowa stawów stóp
- Choroba zwyrodnieniowa stawów krzyżowo-biodrowych
- Zmiany zwyrodnieniowo -wytwórcze kręgosłupa

### Urazy, dysfunkcje

- Kręczy szyi
- Skręcenie więzadeł pobocznych stawu kolanowego
- Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych
- Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
- Entezopatia nadkłykcia bocznego kości ramiennej (łokiec tenisisty) i nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej (łokiec golfisty)

### Schorzenia ścięgien

- Zapalenie ścięgna mięśniowego piszczelowego przedniego
- Zapalenie ścięgna mięśniowego piszczelowego tylnego
- Zapalenie pochewki ścięgna
- Zapalenia ścięgna i pochewki głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

### Podstawowe parametry techniczno-użytkowe

#### Typ lasera

Długość fali

635nm

diodowe

780nm

810nm

Rodzaj pracy

ciągła (c.w.)

Max. moc promieniowania

150mW, regulowana od 50mW do 150mW co 50mW

1W, regulowana od 0,1W do 1W co 0,1W

3W, egulowana od 0,1W do 3W co 0,1W

Wyświetlacz / klawiaturzej

kolorowy TFT 5" / dotykowa

Zasilanie / Pobór mocy

(85-265)VAC, (50-60)Hz / <20W

Włączanie wiązki roboczej

przyciskiem ON/OFF na sondzie lub przyciskiem START na wyświetlaczu lub włącznikiem nożnym

Prowadzenie wiązki roboczej

sonda zabiegowa powierzchniowa, skanerowa

Klasy bezpieczeństwa

klasa 3B bezpieczeństwa laserowego, klasa I typ B bezpieczeństwa elektrycznego

Wymiary(WxDxH)/Waga/

210mm x 250mm x 925mm (W x D x H) / ~20kg,/

Numer REferencyjny

CTL 1106TS-0635-.150 + 0780-1.00 + 0810-3.00.21b.TT.5



Centrum Techniki Laserowej  
LASERINSTRUMENTS Sp.z o.o.

Adres: ul. Wiosny Ludów 49, 02-495 Warszawa

e-mail: med@lasery.eu, www.ctl.com.pl

Bliższe informacje o ofercie i o promocjach na wyroby CTL można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta: od pn.-sob. 8:00 - 15:00 kontakt tel: (022) 867-81-55 lub (022) 867-83-80, kom: 500-100-134 lub 500-100-218, fax: (022) 867-87-48